

Wb、Elisa用抗Pmpcbウサギポリクローナル抗体 - 075439

商品番号: CM0015635

前書き

重要なミトコンドリアプロセッシングプロテアーゼであるPMPCBを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ミトコンドリア輸送およびPINK1のターンオーバー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PMPCB Rabbit pAb
備考/別名	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9512
GeneID	9512
免疫原	ヒトPMPCB (NP_004270.2) のアミノ酸110-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	075439
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋