


WbおよびElisa用 Anti-Pms2 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) - P54278

商品番号: CM0006435



前書き

Western blotおよびELISA用に最適化されたAnti-PMS2 Rabbit Monoclonal Antibody (KO Validated)。ヒトPMS2 (96 kDa) を認識します。大腸がん（HNPCC）研究のためのミスマッチ修復エンドヌクレアーゼマーカー。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] PMS2 Rabbit mAb
備考/別名	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC4; PMS2CL; S2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5395
免疫原	ヒトPMS2組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54278
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバッグ