

Anti-Pnliprp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

商品番号: CM0020210



前書き

ヒト不活性型腓リパーゼ関連タンパク質1 (PNLIPRP1 /PLRP1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、腓臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PNLIPRP1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PLRP1; PNLIPRP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5407
GeneID	5407
免疫原	ヒト PNLIPRP1 (NP_006220.1) のアミノ酸298-467に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54315
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋