


Wb、Elisa用 Anti-Polr1B ポリクローナル抗体 - Q9H9Y6

商品番号: CM0018514



前書き

RNAポリメラーゼIのコアサブユニットであるPOLR1B（RPA135）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性があります。核小体転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR1B ウサギ pAb
備考/別名	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84172
遺伝子ID	84172
免疫原	ヒトPOLR1B（NP_061887.2）のアミノ酸670-900に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9Y6
タンパク質分子量	128kDa
輸送	保冷バッグ