


Anti-Polr2J ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P52435

商品番号: CM0023481



前書き

ヒトPOLR2J (RPB11-a)

ターゲットのラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。RNAポリメラーゼII転写研究に適しています。マウスと交差反応します。核内に局在し、心臓や筋肉で高レベルに発現するユビキタな発現パターンを示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2J ラビット pAb
備考/別名	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5439
GeneID	5439
免疫原	ヒトPOLR2J (NP_006225.1) のアミノ酸1-117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52435
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋