

Wb、Elisa用抗Polr3Cポリクローナル抗体 - Q9Bui4

商品番号: CM0017430



前書き

POLR3CウサギpAbはWBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNAセンサーかつ転写成分であるRNAポリメラーゼII IサブユニットRPC3（RPC62）を標的とし、自然免疫および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR3C ウサギ pAb
別名	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10623
遺伝子ID	10623
免疫原	ヒトPOLR3C (NP_006459.3) のアミノ酸1-270番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUI4
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤