

Anti-Pomt1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y6A1

商品番号: CM0017771

前書き

ヒトPOMT1（Protein O-mannosyl-transferase 1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。予測バンドサイズは約85kDaです。ジストログリカノパシーおよび糖鎖修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POMT1 Rabbit pAb
備考/別名	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGCI; LGMDRI1; POMT1
種	ヒト
遺伝子ID	10585
免疫原	ヒトPOMT1（NP_001070833.1）のアミノ酸310-550に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6A1
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスパック