

Wb、Elisa用 抗Pop7 ウサギ ポリクローナル抗体 - O75817

商品番号: CM0024924



前書き

このウサギ

ポリクローナル抗体（O75817）は、ウェスタンブロットおよびELISAによる内在性POP7発現の検証に使用でき、tRNAおよびrRNAプロセッシングにおけるリボヌクレアーゼP/MRP複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POP7 ウサギ pAb
備考/別名	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10248
GeneID	10248
免疫原	ヒトPOP7 (NP_005828.2) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75817
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋