

Anti-Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P30153

商品番号: CM0029476



前書き

ヒトPP2A-

A α /PR65 α /PPP2R1A（プロテインホスファターゼ2Aの足場サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A ウサギ pAb
備考/別名	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5518
遺伝子ID	5518
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A (NP_055040.2)のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30153
タンパク質分子量	65kDa
輸送	アイスバッグ