


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ppan ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Nq55

商品番号: CM0029719



前書き

ヒトPPAN (SWI4
1ホモログサプレッサー、Brixドメイン含有タンパク質3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。細胞増殖および核小体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPAN ウサギ pAb
備考/別名	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56342
遺伝子ID	56342
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPPAN (NP_064615.3) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQ55
タンパク質分子量	53kDa
輸送	アイスパック