

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Ppp1R3C ポリクローナル抗体 - Q9Uqk1

商品番号: CM0021964



前書き

ヒトPPP1R3C（PTG）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。グリコーゲン代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R3C ウサギ pAb
備考／別名	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5507
GeneID	5507
免疫原	ヒトPPP1R3C（NP_005389.1）のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQK1
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ