


WbおよびElisa用 Anti-Ppp2R3B ポリクローナル抗体 - Q9Y5P8

商品番号: CM0028716



前書き

ヒトPPP2R3B（PP2Aの調節サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。PP2A機能と核内局在の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP2R3B Rabbit pAb
備考/別名	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28227
GeneID	28227
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPPP2R3B (NP_037371.2) のアミノ酸356-575に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y5P8
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ