

Wb、Elisa用抗Ppp6Cウサギモノクローナル抗体 - O00743

商品番号: CM0009070

前書き

PPP6C（セリン／スレオニンプロテインホスファターゼ6触媒サブユニット）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期制御および自然免疫経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP6CウサギmAb
備考／別名	PP6; PP6C; PPP6C
種	ヒト
GeneID	5537
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00743
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷バッグ