

Anti-Ppt1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P50897

商品番号: CM0018181



前書き

ヒトPPT1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。リソソーム蓄積症におけるパルミトイルプロテインチオエステラーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPT1 Rabbit pAb
備考/別名	PPT; CLN1; INCL; PPT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5538
GeneID	5538
免疫原	ヒトPPT1 (NP_000301.1) のアミノ酸28-306に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50897
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋