

Prb4に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P10163

商品番号: CM0023910

前書き

ヒト塩基性唾液プロリンリッチタンパク質4（PRB4）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。唾液タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRB4 ウサギpAb
備考/別名	Po; PRB4
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	5545
遺伝子ID	5545
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPRB4（NP_002714.2）のアミノ酸178～247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P10163
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋