


Anti-Prc1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O43663

商品番号: CM0028441



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたウサギポリクローナル抗PRC1抗体。ヒト、マウス、ラットのPRC1を認識します。細胞質分裂、細胞分裂、および膀胱がんの研究に適しています。分子量は約72 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRC1 Rabbit pAb
備考/別名	ASE1; PRC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9055
免疫原	ヒトPRC1 (NP_003972.1) のアミノ酸351-620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43663
タンパク質分子量	72kDa
配送	氷袋