

抗Prdm14ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Gzv8

商品番号: CM0014734

前書き

ヒトPRDM14を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPRDM14を検出します。幹細胞の多能性および生殖細胞発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM14 Rabbit pAb
備考／別名	PFM11; PRDM14
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	63978
GeneID	63978
免疫原	ヒトPRDM14（NP_078780.1）のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV8
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	氷袋