

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Prdm7ポリクローナル抗体 - Q9Nqw5

商品番号: CM0027460

前書き

ヒトPRDM7 (PFM4/ZNF910)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質（アミノ酸210-310）を免疫原として作製されました。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒストンメチル基転移酵素活性およびクロマチンリモデリングの研究に最適なエピジェネティクス研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM7 Rabbit pAb
備考/別名	PFM4; ZNF910; PRDM7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11105
GeneID	11105
免疫原	ヒトPRDM7 (NP_001091643.1) のアミノ酸210-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NQW5
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋