

Ihc-P、Elisa用抗Prelid3Aポリクローナル抗体 - Q96N28

商品番号: CM0021475



前書き

ミトコンドリアのホスファチジン酸トランスポーターであるヒトPRELID3A（SLMO1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。カルジオリピン合成研究を支援するIHC-

PおよびELISAアプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRELID3A ウサギpAb
備考／別名	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10650
遺伝子ID	10650
免疫原	ヒトPRELID3A（NP_006544.2）のアミノ酸70～172内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96N28
タンパク質分子量	19kDa
輸送	アイスバッグ