

抗プリオンタンパク質（Cd230/Prpc）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04156

商品番号: CM0028380



前書き

ヒトプリオンタンパク質（PrP、CD230）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。プリオン病の研究および診断薬の開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Prion Protein Rabbit pAb
備考/別名	CJD; GSS; PrP; ASCR; KURU; PRIP; PrPc; CD230; AltPrP; p27-30; PrP27-30; PrP33-35C; Prion Protein
種	ヒト
GeneID	5621
免疫原	ヒトプリオンタンパク質（NP_001073592.1）のアミノ酸23-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04156
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ