

Wb、If/Icc、Elisa用抗Prkag3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ugi9

商品番号: CM0017987

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用ヒトPRKAG3（AMPKガンマ3サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。細胞エネルギー代謝および筋肉エネルギー調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKAG3 Rabbit pAb
備考/別名	AMPKG3; SMGMQTL; PRKAG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	53632
GeneID	53632
免疫原	ヒトPRKAG3（NP_059127.2）のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UGI9
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋