

## Anti-Prkcq (Npkc-Theta) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04759

商品番号: CM0030323



### 前書き

ヒトPRKCQ (nPKC-theta)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISA用。マウス、ラットとの交差反応性あり。T細胞受容体シグナル伝達および免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PRKCQ ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名       | PRKCT; nPKC-theta; PRKCQ                                         |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 5588                                                             |
| GeneID      | 5588                                                             |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトPRKCQ (NP_006248.1) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | Q04759                                                           |
| タンパク質分子量    | 82kDa                                                            |
| 配送          | アイスバッグ                                                           |