

Anti-Prmtmt7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nvm4

商品番号: CM0015213

前書き

ヒトPRMT7（Q9NVM4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヒストンメチル化、snRNPアセンブリ、および遺伝子インプリンティングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT7 Rabbit pAb
備考/別名	SBIDDS; PRMT7
種	ヒト
遺伝子ID	54496 (ヒト)
免疫原	ヒトPRMT7（NP_061896.1）のアミノ酸513-692に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVM4
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ