

Wb、Elisa用抗Prmt7ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nvm4

商品番号: CM0003011

前書き

ヒトPRMT7 (Q9NVM4)に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。アルギニンメチル化やクロマチン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT7 ウサギmAb
備考/別名	SBIDDS; PRMT7
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54496
遺伝子ID	54496
免疫原	合成ペプチド ヒトPRMT7 (Q9NVM4)の氨基酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVM4
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	氷袋梱包