

抗プロプロテインコンバーターゼ 9 (Pcsk9) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用) - Q8Nbp7

商品番号: CM0028127



前書き

ヒトプロプロテインコンバーターゼ 9 (PCSK9) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。74 kDaのコレステロール調節因子PCSK9を標的とします。LDLR分解およびコレステロール代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	プロプロテインコンバーターゼ 9(PCSK9) ウサギ pAb
備考/別名	FH3; PC9; FHCL3; NARCI; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	255738
遺伝子ID	255738
免疫原	ヒトプロプロテインコンバーターゼ 9(PCSK9) (NP_777596.2)のアミノ酸590-692に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBP7
タンパク質分子量	74 kDa
輸送	氷袋