

抗Prphウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P41219

商品番号: CM0025794

前書き

ヒトPRPH（ペリフェリン）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。神経中間径フィラメント研究や神経変性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPH Rabbit pAb
備考/別名	NEF4; PRPH1; PRPH
対象種	ヒト
遺伝子ID	5630 (ヒト)
免疫原	ヒトPRPH (NP_006253.2) のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41219
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	氷袋