

Wb・Elisa用 抗Prrx1 ウサギポリクローナル抗体 - P54821

商品番号: CM0015929

前書き

ヒトPRRX1（PMX1、PRX1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。転写調節、筋線維芽細胞分化、創傷治癒の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRRX1 Rabbit pAb
備考／別名	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5396
GeneID	5396
免疫原	ヒトPRRX1（NP_073207.1）のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54821
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤