

Wb、Elisa用 抗Prrx2 ウサギポリクローナル抗体 - Q99811

商品番号: CM0021457



前書き

PRRX2 ウサギ

pAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPRRX2を認識します。発生生物学および創傷治癒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRRX2 ウサギ pAb
備考/別名	PMX2; PRX2; PRRX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51450
GeneID	51450
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRRX2 (NP_057391.1)のアミノ酸180-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99811
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ