


Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗PsmA3ウサギポリクローナル抗体 - P25788

商品番号: CM0018132



前書き

ユビキチン依存性および非依存性のタンパク質分解に不可欠な20SプロテアソームサブユニットであるヒトPSMA3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMA3 Rabbit pAb
備考／別名	HC8; PSC3; PSMA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5684
遺伝子ID	5684
免疫原	ヒトPSMA3 (NP_002779.1) のアミノ酸1～255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25788
タンパク質分子量	28kDa
配送	保冷バッグ