


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Psmb3ポリクローナル抗体 - P49720

商品番号: CM0025399



前書き

PSMB3ウサギポリクローナル抗体（HC10-II）。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPSMB3を検出します。プロテアソーム研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMB3 Rabbit pAb
備考/別名	HC10-II; PSMB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5691
遺伝子ID	5691
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPSMB3（NP_002786.2）のアミノ酸1-205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49720
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋