


Wb、If/Icc、Elisa用抗Psmc5モノクローナル抗体 - P62195

商品番号: CM0003007



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用PSMC5（26Sプロテアソーム調節サブユニット8）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPSMC5を検出します。ユビキチン-プロテアソーム系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC5 Rabbit mAb
備考/別名	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIPI; p45/SUG; PSMC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5705
GeneID	5705
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62195
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋