


Wb、Elisa用抗Psmc5ウサギポリクローナル抗体 - P62195

商品番号: CM0013120



前書き

ヒトPSMC5（26Sプロテアソーム調節サブユニット8）を標的とするポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。プロテアソーム機能、タンパク質分解、および関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PSMC5ウサギpAb
別名	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5705
GeneID	5705
免疫原	ヒトPSMC5（NP_002796.4）のアミノ酸127～406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62195
タンパク質分子量	46 kDa
配送	保冷バッグ