

Wb、Elisa用 Anti-Psrc1 ポリクローナル抗体 - Q6Pgn9

商品番号: CM0021108

前書き

ヒト PSRC1 (DDA3)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B および ELISA
で検証済み。マウスと交差反応します。分裂期紡錘体
と染色体分配の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSRC1 Rabbit pAb
備考/別名	DDA3; FP3214; PSRC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84722
遺伝子ID	84722
免疫原	ヒト PSRC1 (NP_001005290.1) のアミノ酸 1-215 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6PGN9
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋