


抗Ptcd3ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q96Ey7

商品番号: CM0026838



前書き

ヒトPTCD3 (mS39)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のミトコンドリア小サブユニットタンパク質mS39を検出します。ミトコンドリア研究および疾患診断に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTCD3 ウサギpAb
備考/別名	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55037
免疫原	ヒトPTCD3 (NP_060422.4) のアミノ酸450-689に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EY7
タンパク質重量	79kDa
配送	アイスパック