


Anti-Pthlh ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P12272

商品番号: CM0021257



前書き

ヒトPTHLHに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。発生および癌生物学における副甲状腺ホルモン関連タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTHLH Rabbit pAb
備考/別名	HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5744
遺伝子ID	5744
免疫原	ヒトPTHLH (NP_945315.1) のアミノ酸25-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12272
タンパク質分子量	20 kDa
配送	アイスパック