

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Ptrh1ウサギポリクローナル抗体 - Q86Y79

商品番号: CM0016199

前書き

PTRH1ウサギpAbは、組換えヒトPTRH1タンパク質に対して作製されたポリクローナル抗体であり、WBおよびELISAに適しています。リボソーム関連品質管理に参与するペプチジル-tRNAヒドロラーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTRH1ウサギpAb
備考/別名	PTH1; C9orf115; PTRH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	138428
GeneID	138428
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPTRH1 (NP_001002913.1) のアミノ酸1-214に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86Y79
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ