


## WbおよびElisa用抗Ptx3ポリクローナル抗体 - P26022

商品番号: CM0015684



## 前書き

## ヒトPTX3 (TSG-14/TNFAIP5)

を認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫、炎症、およびペントラキシン関連の生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | PTX3 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名      | TSG-14; TNFAIP5; PTX3                                |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5806                                                 |
| 遺伝子ID      | 5806                                                 |
| 免疫原        | ヒトPTX3 (NP_002843.2) のアミノ酸18-381に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | P26022                                               |
| タンパク質分子量   | 42kDa                                                |
| 配送         | アイスバッグ                                               |