

WbおよびElisa用抗Pvrl4（ネクチン-4）ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ny8

商品番号: CM0019303



前書き

ヒトPVRL4（ネクチン-4、LNIR、PRR4）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。細胞接着および麻疹ウイルス研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PVRL4ウサギpAb
備考／別名	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; ネクチン-4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	81607
免疫原	ヒトPVRL4（NP_112178.2）のアミノ酸32～146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NY8
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ