

Wb、Elisa用Anti-Qsox1ポリクローナル抗体 - O00391

商品番号: CM0028567



前書き

ヒトおよびマウスの反応性を持ち、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたQSOX1ウサギポリクローナル抗体。ジスルフィド結合の形成および細胞外マトリックスのリモデリングにおける重要な酵素である、スルフヒドリルオキシダーゼ1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	QSOX1 Rabbit pAb
備考/別名	Q6; QSCN6; QSOX1
種	ヒト
遺伝子ID	5768
免疫原	ヒトQSOX1 (NP_001004128.1) のアミノ酸1-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00391
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋