

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rab20 ポリクローナル抗体 - Q9Nx57

商品番号: CM0019379

前書き

ヒトRAB20を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応
します。膜輸送、ファゴソーム成熟、および膵臓がん
生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB20 Rabbit pAb
備考/別名	RAB20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55647
遺伝子ID	55647
免疫原	ヒトRAB20 (NP_060287.1) のアミノ酸80-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NX57
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ