


Wb・Elisa用 抗Rab2A ウサギポリクローナル抗体 - P61019

商品番号: CM0016208



前書き

ヒトRAB2Aを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで使用可能です。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。オートファジーや細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB2A Rabbit pAb
備考・別名	LHX, RAB2, RAB2A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5862
免疫原	ヒトRAB2A (NP_002856.1) のアミノ酸1-212番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P61019
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤