

抗Rab31ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13636

商品番号: CM0030431



前書き

ヒトRAB31（Rab22B）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能で、マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原で検証済みです。ゴルジ体機能やエンドサイトーシスにおけるこのRab GTPaseの役割を研究できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB31 ウサギpAb
備考/別名	Rab22B; RAB31
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11031
遺伝子ID	11031
免疫原	ヒトRAB31（NP_006859.2）のアミノ酸1～195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13636
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋