


抗Rab3Ipポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Qf0

商品番号: CM0030381



前書き

RAB3IPウサギpAbはヒト、マウス、ラットのウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。標的のRAB3IPはRAB8A/Bに対するGEFであり、小胞輸送および線毛形成に関与しています。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB3IP ウサギpAb
備考/別名	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	117177
免疫原	ヒトRAB3IP (NP_071901.2) のアミノ酸1~150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QF0
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤