


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rabgap1ポリクローナル抗体 - Q9Y3P9

商品番号: CM0017989



前書き

中心体機能および細胞周期の進行に関与するRab GTPアーゼ活性化タンパク質RABGAP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスのサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RABGAP1 ウサギpAb
備考／別名	GAPCENA; TBCID11; RABGAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23637
GeneID	23637
免疫原	ヒトRABGAP1 (NP_036329.3) のアミノ酸830～1069に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y3P9
タンパク質分子量	122 kDa
輸送	保冷バッグ