

Anti-Rad23A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P54725

商品番号: CM0019618



前書き

Western blotting (WB)

およびELISAアプリケーションで検証済みのAnti-Rad23A

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。免疫原は全長のヒトRad23Aに対応します。DNA修復および脱メチル化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad23A ウサギ pAb
備考/別名	HR23A; HHR23A; Rad23A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5886
GeneID	5886
免疫原	ヒトRad23A (NP_005044.1) のアミノ酸1-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P54725
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ