


## Anti-Rad50ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q92878

商品番号: CM0015985



### 前書き

WB、IHC-P、ELISA用Anti-Rad50ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのRAD50（主要なDNA修復タンパク質）を検出します。がん研究およびゲノム安定性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | Rad50 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名       | NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50                            |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 10111                                                   |
| GeneID      | 10111                                                   |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトRad50 (NP_005723.2) のアミノ酸1-270内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | Q92878                                                  |
| タンパク質分子量    | 154kDa                                                  |
| 配送          | アイスパック                                                  |