

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rad51ウサギポリクローナル抗体 - Q06609

商品番号: CM0028453



前書き

ヒトDNA修復タンパク質RAD51（UniProt Q06609）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。相同組換えおよびDNA修復機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rad51 ウサギ pAb
備考/別名	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5888
遺伝子ID	5888
免疫原	ヒトRad51 (NP_002866.2) のアミノ酸1〜339番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06609
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	氷袋