

If/IccおよびElisa用抗Rad51Cポリクローナル抗体 - O43502

商品番号: CM0016317



前書き

RAD51CウサギpAbは、ヒトRAD51Cを標的とするIF/ICCおよびELISA用ポリクローナル抗体です。ウサギ由来で、DNA修復、相同組換え、および関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAD51CウサギpAb
備考/別名	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
種	ヒト
遺伝子ID	5889
免疫原	ヒトRAD51Cのアミノ酸1〜135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002867.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43502
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ