

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Raf1ウサギポリクローナル抗体 - P04049

商品番号: CM0017058



前書き

ヒトRaf1（c-Raf）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Raf1はMAPK/ERK経路の重要なキナーゼであり、細胞増殖およびがん研究において不可欠な存在です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Raf1 Rabbit pAb
別名	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5894
遺伝子ID	5894
免疫原	ヒトRaf1 (NP_002871.1) のアミノ酸190-350番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P04049
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	水袋梱包