

Wb、Elisa用 抗Ranbp9ウサギポリクローナル抗体 - Q96S59

商品番号: CM0018394



前書き

ヒトRanBP9（RanBPM）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、CTLH E3リガーゼ複合体の機能、細胞シグナル伝達、細胞骨格再編成の研究に最適です。ヒトサンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RanBP9 ウサギ pAb
備考/別名	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10048
遺伝子ID	10048
免疫原	ヒトRanBP9（NP_005484.2）の氨基酸480-605に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96S59
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ